

PRODUKT


BBE® CLUNGENE | SCHNELLTEST

COVID-19 Antigen Schnelltest Kasette

WICHTIGE FAKTEN



Beiliegende Anleitung in deutscher Sprache



Einzel verpackte Kassetten und Pufferlösungen



Einfache und verständliche Darstellung der Diagnose




LAGERUNG UND TRANSPORT

Bitte beachten Sie, dass Antigenschnelltests sehr empfindlich auf Temperaturen reagieren und zwischen 4°C bis 30°C gelagert werden müssen. Es handelt sich um ein sensibles Medizinprodukt aus der Invitro Diagnostik. Unsachgemäße Lagerung oder ein Transport ohne entsprechende Vorkehrungen kann die Auswertung stark beeinflussen und die Ergebnisse verfälschen.

BBE Solutions® lagert alle Antigen-Schnelltests in einem temperierten Lager, welches konstante Temperaturen zwischen 10°C bis 20°C garantiert. Alle Daten werden digital mit DAkKS kalibrierten Sensoren erfasst und fälschungssicher abgespeichert. Unsere Kunden können diese Werte jederzeit einsehen.

Der Transport erfolgt temperiert bei 15°C bis 25°C durch den Kurierdienst „Trans-O-Flex“. Dieser ist darauf spezialisiert Ärzte, Krankenhäuser und Endkunden zuverlässig mit sensiblen Medizinprodukten zu beliefern. Die Zustellung erfolgt bereits am nächsten Werktag.



ADRESSE.

BBE Solutions GmbH
Kaiserswerther Str. 115
40880 Ratingen | Germany

KONTAKT.

Tel.: +49 (0) 2102 5656956
info@bbe-solutions.de
www.bbe-solutions.de

INFORMATION.

USt-IdNr.: DE 332 112 871
Steuernummer: 25/202/39020
Handelsregistereintrag: HRB 92122